



Philips Sonicare W  
Optimal White  
Стандартні насадки для  
звукової зубної щітки

**2 шт. в упаковці**

Стандартний розмір  
Знімні  
Синхронізація з режимом  
BrushSync

**HX6062/10**



До 100% біліші зуби лише за один тиждень\*

Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання.

#### **Для винятково біліших зубів**

- Ромбоподібні щетинки роблять Ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

#### **Для виняткового догляду за зубами і яснами**

- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

#### **Інноваційна технологія**

- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів\*\*
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

#### **Створена для оптимальної ефективності**

- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.
- Перевірено для здоров'я Вашої ротової порожнини
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Основні особливості

### Забудьте про наліт



Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

### Біліші зуби, швидко



Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%\* білішу посмішку лише за 7 днів.

### Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення\*\*.

Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™\*\*, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

### Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

### Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики

кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

### Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

### Легко встановлювати



Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

# Специфікації

## Сумісність

- Система насадок для щітки: Знімні
- Синхронізація з режимом BrushSync
- Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control, 2 Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

## Конструкція та покриття

- Жорсткість щетинок: Звичайна
- Колір: Відбілювання
- Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає
- Розмір: Стандартний

## Елементи в комплекті

- Насадки для щітки: 2 стандартні W2 Optimal White

## Якість та функціональність

- Заміна: Кожні 3 місяці
- Перевірено: для оптимального використання

## Переваги для здоров'я

- Здоров'я ясен: Допомогає покращити здоров'я ясен
- Видалення нальоту: Усуває до 7 разів більше нальоту\*
- Відбілювання: Біліші зуби лише за один тиждень



Дата випуску 2019-04-01

Версія: 4.1.1

EAN: 08 71010 38503 11

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

\*\* Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™