

PHILIPS

sonicare

Міжзубна гігієна –
насадки

AirFloss

Сумісні з моделлю HX8211/02

HX8012/07



Не використовуєте зубної нитки? Тоді скористайтеся AirFloss.

Усуває наліт, де чищення не допомагає

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою, щоб за допомогою унікальної технології повітря та мікрокрапель усувати наліт у важкодоступних місцях.

Допомагає виробити здорову звичку


- Простий спосіб вдосконалити чищення між зубами

Легкість у використанні

- Технологія повітря та мікроструменя води
- Спрямований наконечник забезпечує належне розміщення
- Насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць

Основні особливості

Простий початок



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибокого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку. Після трьох місяців використання AirFloss 96% непослідовних користувачів зубної нитки продовжували використовувати AirFloss чотири чи більше разів на тиждень.

Технологія повітря та мікроструменя води



Технологія повітря та мікроструменя води

Спрямований наконечник



Тонка вигнута насадка та спрямований накінецьник забезпечують легке належне розміщення. Просто проведіть по поверхні зубів біля лінії ясен, поки наконечник не потрапить у виїмку між зубами.

Тонка, вигнута насадка

Тонка, вигнута насадка, створена для легкого доступу до важкодоступних місць

Специфікації

Простота у користуванні

Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

Насадка AirFloss: 2

Ефективність чищення

Насадки: Сумісні з моделлю HX8211/02. Для найкращих результатів замініть кожні 6 місяців

